

medAS TEE Care System®

- Qualität und Perfektion
- Wirtschaftlich
- Hygienisch
- Optimierter Workflow

Das Logistiksystem für TEE Sonden



Produkteigenschaften - Hygiene:

Glatte und frei zugängliche Oberflächen - einfache und effektive Wischdesinfektion

Neu: mit zertifiziert antimikrobieller und antimykotischer Oberfläche (s. Prüfprotokoll auf S 13 und S 14)

Staubschutz - Dichtungen verhindern Eindringen von Staub

Pendelschutz und Handgriffaufnahme thermisch, tauch- und wischdesinfizierbar

Steckerhalter mit flüssigkeitesdichtem Kunststoffüberzug

Für alle VAH gelisteten Flächendesinfektionsmittel freigegeben

Weitere praxisorientierte Lösungen:

Rekontaminationsschutz: Verhindert die Rekontamination der Sonde

Vollständige Desinfektion der Sonde incl. Handgriff bei Wischdesinfektionslösungen durch freihängende Sonde

Spezialreinigungsbürste zum Entfernen von Biofilm

Unsere Kombinationen ermöglichen Ihnen eine ideale Anpassung von Lagerung und Desinfektion an Ihre individuellen Anforderungen!



Produkteigenschaften - wirtschaftlich:


Die Reparatur kostet in der Regel 50% des Neupreises!
medAS TEE Care System® verhindert die typischen Schäden an:

- Schallkopf durch Pendelschutz
- Kabelbruch (Pixelfehler) durch optimierte Kabelführung ohne Knickstellen
- Stecker durch angepasste Steckerhalter mit weicher Beschichtung



Produkteigenschaften - Das Mobilitätskonzept:

Mobile Aufbewahrungseinheiten ermöglichen das Umsetzen der Halterung mit Sonde von Geräteschiene zu Geräteschiene



Produkteigenschaften - Ergonomie und modularer Aufbau:

Einfache Bedienung: Die Sonde kann einfach von vorne eingelegt werden


Universal: Für alle Sonden die passenden Steckerhalter

Hygienisch: Einfach zur reinigen und desinfizieren. Antimikrobielle Oberfläche

Mobil oder wandständig? Alle Konfigurationen als stationäre oder mobile Workstations erhältlich

Für jeden Bedarf die richtige Lösung: Ob Tauch- oder Wischdesinfektion, mit oder ohne Dichtigkeitsprüfung, mobil oder stationär.

Sinnvolles Zubehör für optimierte Arbeitsabläufe: Ablagen, Handschuhhalter uvm.



Produkte

Aufbewahrung stationär/mobil

Einsatzgebiet:

- Aufbewahrung von TEE Sonden aller Hersteller
- Fix montiert im Schrank / Wand
- Mobil - transportabel, Lagerung und Vorhaltung der Sonde

Produkthighlights:

- Staubschutz
- Geschützter Transport
- Schutz vor Beschädigung
- Optimale Hygiene

Variationen:

- Farbcodiert „cleaned“ und „not cleaned“
- Für Wandmontage oder Mobil



Produkte

Tauchdesinfektions- / Meßsysteme, stationäre Wischdesinfektion - Wandmontage

Einsatzgebiet:

- Tauchdesinfektion in einem Arbeitsraum

Produkthighlights:

- Rekontaminationsschutz bei Tauchdesinfektion
- Röhren verschließbar - vermeiden von Desinfektionsmittelausdünstungen

Variationen:

- 1 Röhre: Desinfektion oder Dichtigkeitsprüfung*
- 2 Röhren: Enzymatische Reinigung / Desinfektion oder Desinfektion / Dichtigkeitsprüfung*
- 3 Röhren: Enzymatische Reinigung / Desinfektion / Dichtigkeitsprüfung*

*incl. Meßsondenaufsatz und Meßgerätehalter



Produkte

Stationäre Wischdesinfektion

Wischdesinfektion Wandmontage

Einsatzgebiet:

- Aufbereitung (Wischdesinfektion) in einem Aufbereitungsraum

Variationen:

- Mit zusätzlicher Abtropfschale für Sekrete und benutzte Tücher

Produkte

Tauchdesinfektions- / Aufbewahrungssysteme - Mobil

Einsatzgebiet:

- Aufbewahrung und Tauchdesinfektion unterschiedliche Untersuchungsorte

Produkthighlights:

- Optimale Hygiene bei Vorhaltung und Transport
- Perfekter Sondenschutz
- Rekontaminationsschutz
- Röhren verschließbar - vermeiden Desinfektionsmittelausdünstungen

Variationen:

- Aufbewahrungseinheit mobil, Farbcodiert „cleaned“ und „not cleaned“
- 1 Röhre: Desinfektion oder Dichtigkeitsprüfung*
- 2 Röhren: Enzymatische Reinigung / Desinfektion oder Desinfektion / Dichtigkeitsprüfung*
- 3 Röhren: Enzymatische Reinigung / Desinfektion / Dichtigkeitsprüfung*

*incl. Meßsondenaufsatz und Meßgerätehalter



Produkte

Wischdesinfektions- / Aufbewahrungssysteme - Mobil

Einsatzgebiet:

- Aufbewahrung und Wischdesinfektion - unterschiedliche Untersuchungsorte
- Aufbewahrung und Transport der TEE Sonde geschützt in der Halterung

Produkthighlights:

- Optimale Hygiene bei Vorhaltung und Transport
- Handgriffdesinfektion durch frei hängende Sonde
- Perfekter Sondenschutz
- Mit Dichtigkeitsprüfung kombinierbar
- Optimaler Workflow - alles an einem Platz

Variationen:

- Aufbewahrungseinheit mobil, Farbcodiert „cleaned“ und „not cleaned“
- Optional Ablage für Wipes, Handschuhhalter, Sekretauffangschale
- Optional auch mit Meßröhre zur Dichtigkeitsprüfung



Produkte

Aufhängung - Schrankmontage

Einsatzgebiet:

Schonende Aufhängung der Sonde in einem Schrank Neu: Mit Pendelschutz zur Vermeidung von Schäden am Schallkopf

Produkthighlights:

Kabelknickschutz
tauchgummierte Steckerhalter oder Universalsteckerhalter (o.Abb)

Pendelschutz entnehmbar und thermisch, tauch- oder wischdesinfizierbar



Lagerungsschränke aus Stahlblech

Staubgeschützte Lagerung

- Mit integrierten Aufhängungen (Anzahl je nach Bedarf)
- Individuell für Ihren Bedarf gefertigt (Ausziehwanne, geringe Schranktiefe u.v.m)

Produkte

Gerätewagen für TEE Diagnostik

- Auf Wunsch incl. Aufhängung zur Wischdesinfektion
- Transportaufhängungen für max. 4 Aufbewahrungseinheiten rein / unrein
- Ablage für Laptop – Ultraschallgeräte
- Ablage für Wischdesinfektionstuchsystem
- Stauraum für Utensilien



ZERTIFIKAT

über antimikrobielle Eigenschaften von Werkstoffen für die
Produkte

Steriface-Pulver EP/PE 568X / Steriface-Pulver EP/AC 569X
(Neu und nach 10.000 Wischzyklen)

der Firma

Brillux GmbH & Co. KG Industrielack
Otto-Hahn-Str. 14, 59423 Unna, Deutschland

Wurde erfolgreich gegen die Bakterienstämme
Escherichia coli DSM 1576 / ATCC8739
Staphylococcus aureus DSM 799 / ATCC 6538
Staphylococcus aureus MRSA DSM 21979

als **antibakteriell** geprüft
(≥ 99,99% Keimreduktion)

gemäß ISO 22196 (modifiziert)

Einzelheiten siehe Prüfberichte Nr. 2707.1 / 170215-10267-22196-01; Probe: 102671002140003,
102671002140005; 2799.1 / 170425-10267-22196-04; Probe: 102672004170013, 102672004170015; 2799.3 /
170425-10267-22196-03; Probe: 102672004170013, 102672004170015; 2707.2 / 170215-10267-22196-02;
Probe: 102671002170008, 102671002140010; 2799.2 / 170425-10267-22196-01; Probe: 102672004170018,
102672004170020; 2799.4 / 170425-10267-22196-02; Probe: 102672004170018, 102672004170020

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt Teile oder Oberflächen aus dem
geprüften Werkstoff mit folgendem Zeichen zu versehen



Nürnberg, 09. Mai 2017


Geschäftsführer


Laborleiter

QualityLabs BT GmbH, Neumeyerstraße 46a, 90411 Nürnberg

Der Erteiler des Zertifikates ist ein akkreditiertes und anerkanntes Prüflaboratorium für
Medizinprodukte zur Prüfung antimikrobieller und adhäsiver Oberflächeneigenschaften von
Werkstoffen.

Registernummer: D-PL-13335-01-00 / ZLG-AP-231.10.72
Kompetenznachweis nach Richtlinien 93/42/EWG, 90/385/EWG und DIN EN ISO/IEC 17025.

ZERTIFIKAT nach ISO 22196

ZERTIFIKAT

über antimikrobielle Eigenschaften von Werkstoffen für die
Produkte

Steriface-Pulver EP/PE 568X / Steriface-Pulver EP/AC 569X
(Neu und nach 10.000 Wischzyklen)

der Firma

Brillux GmbH & Co. KG Industrielack
Otto-Hahn-Str. 14, 59423 Unna, Deutschland

Wurde erfolgreich gegen das Pilzgemisch

Aspergillus niger DSM/1988

Penicillium funiculosum DSM 2213

Aureobasidium pullulans IHEM 18556

als **antimykotisch** geprüft

(kein Wachstum bei mikroskopischer Betrachtung erkennbar)


gemäß ISO 846 (Methode A) (modifiziert)

Einzelheiten siehe Prüfberichte Nr. 2707.3 / 170228-10267-846-01

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt Teile oder Oberflächen aus dem
geprüften Werkstoff mit folgendem Zeichen zu versehen



Nürnberg, 09. Mai 2017


Geschäftsführer


Laborleiter

QualityLabs BT GmbH, Neumeyerstraße 46a, 90411 Nürnberg

Der Erteiler des Zertifikates ist ein akkreditiertes und anerkanntes Prüflaboratorium für
Medizinprodukte zur Prüfung antimikrobieller und adhäsiver Oberflächeneigenschaften von
Werkstoffen.

Registernummer: D-PL-13335-01-00 / ZLG-AP-231.10.72
Kompetenznachweis nach Richtlinien 93/42/EWG, 90/385/EWG und DIN EN ISO/IEC 17025.

ZERTIFIKAT nach ISO 846

Produktauflistung „medas TEE Care System®“	
Aufbewahrungseinheiten mobil, grün codiert (aufbereitete Sonden)	
Aufbewahrungseinheit mobil, grün codiert, Steckerhalter S (GE RS, Philips X7, Canon PVM)	A-12P2gr-M-R-T1re
Aufbewahrungseinheit mobil, grün codiert, Steckerhalter M (GE D Typ, Canon PET, Siemens)	A-12P2gr-M-R-T2re
Aufbewahrungseinheit mobil, grün codiert, Steckerhalter L (Philips S7)	A-12P2gr-M-R-T4re
Aufbewahrungseinheit mobil, grün codiert, Steckerhalter U - universal	A-12P2gr-M-R-TUre
Aufbewahrungseinheit mobil, grün codiert, Steckerhalter Sonosite	A-12P2gr-M-R-T5re
Aufbewahrungseinheiten mobil, rot codiert (nicht aufbereitete Sonden)	
Aufbewahrungseinheit mobil, rot codiert, Steckerhalter S (GE RS, Philips X7, Canon PVM)	A-12P2rd-M-R-T1re
Aufbewahrungseinheit mobil, rot codiert, Steckerhalter M (GE D Typ, Canon PET, Siemens)	A-12P2rd-M-R-T2re
Aufbewahrungseinheit mobil, rot codiert, Steckerhalter L (Philips S7)	A-12P2rd-M-R-T4re
Aufbewahrungseinheit mobil, rot codiert, Steckerhalter U - universal	A-12P2rd-M-R-TUre
Aufbewahrungseinheit mobil, rot codiert, Steckerhalter Sonosite	A-12P2rd-M-R-T5re
Aufbewahrungseinheiten stationär, grün codiert (aufbereitete Sonden)	
Aufbewahrungseinheit stationär, grün codiert, Steckerhalter S (GE RS, Philips X7, Canon PVM)	A-12P2gr-S-R-T1re
Aufbewahrungseinheit stationär, grün codiert, Steckerhalter M (GE D Typ, Canon PET, Siemens)	A-12P2gr-S-R-T2re
Aufbewahrungseinheit stationär, grün codiert, Steckerhalter L (Philips S7)	A-12P2gr-S-R-T4re
Aufbewahrungseinheit stationär, grün codiert, Steckerhalter U - universal	A-12P2gr-S-R-TUre
Aufbewahrungseinheit stationär, grün codiert, Steckerhalter Sonosite	A-12P2gr-S-R-T5re
Aufbewahrungseinheiten stationär, rot codiert (nicht aufbereitete Sonden)	
Aufbewahrungseinheit stationär, rot codiert, Steckerhalter S (GE RS, Philips X7, Canon PVM)	A-12P2rd-S-R-T1re
Aufbewahrungseinheit stationär, rot codiert, Steckerhalter M (GE D Typ, Canon PET, Siemens)	A-12P2rd-S-R-T2re
Aufbewahrungseinheit stationär, rot codiert, Steckerhalter L (Philips S7)	A-12P2rd-S-R-T4re
Aufbewahrungseinheit stationär, rot codiert, Steckerhalter U - universal	A-12P2rd-S-R-TUre
Aufbewahrungseinheit stationär, rot codiert, Steckerhalter Sonosite	A-12P2rd-S-R-T5re
Transportsysteme (Zubehör s. unter optionales Zubehör mobile Systeme)	
Transportcart für max. 2 Aufbewahrungseinheiten mobil	T-C-M
Transportcart für max. 4 Aufbewahrungseinheiten mobil	T-C-4M
Gerätewagen incl. Steckdosenleiste, Ablage, 4 Schubladen mit optionalen Zubehör auf Anfrage	T-G-M
Wischdesinfektionssysteme / Aufbewahrung mobil (Zubehör s. unter optionales Zubehör mobile Systeme) (*)	
Wischdesinfektionseinheit (_X = Platzhalter für Steckerhalter T1, T2, T4, TU)	T-W-M_X (**)
Wischdesinfektionseinheit mit Aufnahme von max. 1 Aufbewahrungseinheit	T-WA-M (*)
Wischdesinfektionseinheit mit Aufnahme von max. 2 Aufbewahrungseinheiten	T-WAA-M (*)
Tauchdesinfektionseinheiten / Aufbewahrung / Dichtigkeitsprüfung mobil (Zubehör s. unter optionales Zubehör mobile Systeme) (*)	
Tauchdesinfektion, 1 Röhre mit Aufnahme von max. 1 Aufbewahrungseinheit	T-TA-M (*)
Tauchdesinfektion, 2 Röhren mit Aufnahme von max. 1 Aufbewahrungseinheit	T-TTA-M (*)
Tauchdesinfektion, 1 Röhre, 1 Prüfröhre, Meßgerätehalterung und Aufnahme von max. 1 Aufbewahrungseinheit	T-TMA-M (*)
Tauchdesinfektion, 2 Röhren, 1 Prüfröhre, Meßgerätehalterung und Aufnahme von max. 1 Aufbewahrungseinheit	T-TTMA-M (*)

Optionales Zubehör für Mobile Systeme	
Schiebehandgriff (alle mobilen Systeme)	ZT-SH-M
Handschuhhalter Edelstahl einfach (alle mobilen Systeme)	ZT-HSH1-M
Ablagekorb 300x200x100mm (alle mobilen Systeme)	ZT-AK1-M
Desinfektionsmittelspender (500ml, Abtropfschale) (alle Rollstände)	ZT-DS-M
Ablaufhahn für Desinfektionsröhren (nur Tauchdesinfektion) Meßröhren	ET-T-AH
Spezialreinigungsbürste 1200mm (nur Tauchdesinfektion, Meßröhren)	ZT-T-B
Ablage für Tristel Wipes (nur Wischdesinfektionssysteme)	ZT-Wt-M
Abtropf- und Abwurschale (nur Wischdesinfektionssysteme)	ZT-ATS-M
Wandbefestigte Kombinationen von Desinfektion / Dichtigkeitsprüfung und Aufbewahrung	
Tauchdesinfektion, 1 Röhre, Kabelumlenkung, Steckerhalter	T-T-S_X (**)
Tauchdesinfektion, 2 Röhren, Kabelumlenkung, Steckerhalter	T-TT-S_X (**)
Tauchdesinfektion- und Dichtigkeitsprüfung, 1 Desinfektionsröhre, 1 Prüfröhre, Meßgerätehalterung, Kabelumlenkung, Steckerhalter	T-TM-S_X (**)
Tauchdesinfektion- und Dichtigkeitsprüfung, 2 Desinfektionsröhren, 1 Prüfröhre, Meßgerätehalterung, Kabelumlenkung, Steckerhalter	T-TTM-S_X (**)
Tauchdesinfektion, 1 Röhre, Aufbewahrungseinheit grün, Kabelumlenkrolle, Steckerhalter	T-TAgr-S_X (**)
Tauchdesinfektion, 2 Röhren, Aufbewahrungseinheit grün, Kabelumlenkrolle, Steckerhalter	T-TTAgr-S_X (**)
Wischdesinfektion, Kabelumlenkrolle, Steckerhalter	T-W-S_X (**)
Zubehör Optional für Wandbefestigte Kombinationen	
Ablaufhahn für Desinfektionsröhren (nur Tauchdesinfektion) Meßröhren	ET-T-AH
Spezialreinigungsbürste 1200mm (nur Tauchdesinfektion, Meßröhren)	ZT-T-B
(**) Steckerhalter für Wandbefestigte Kombinationen (ersetzt Platzhalter _X)	
Steckerhalter klein für Philips X7, GE RS, Canon PVM (weiche Kunststoffoberfläche)	T1
Steckerhalter mittel für GE D, Canon PET, Siemens Accuson (weiche Kunststoffoberfläche)	T2
Steckerhalter groß für Philips S7 (weiche Kunststoffoberfläche)	T4
Universalsteckerhalter ABS Spritzgußeinsatz, Kunststoffhalterung	TU
Steckerhalter Sonosite Kunststoffbeschichtung	T5

***) Aufbewahrungseinheiten bitte gesondert bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten**

Weitere Produkte:

**Aufbewahrungs- und Transportsystem
medAS Endo Protect System®**



medAS medizinische Arbeitsplatzsysteme GmbH&Co.KG

Lochberg 16,
83135 Schechen

Tel.: +49 (0)8031 7974828
Fax: +49 (0)8031 7979248

Mail: info@medas-systems.de
Web: www.medas-systems.de

Ihr Fachhändler: