

medAS TEE Care System

TEE Sonde - Aufhänger stationär	 
Ref: T-H-S	
Einsatz: <ul style="list-style-type: none">• Lagerung von TEE Sonden in Schränken• Für 1 Sonde	
Produktdetails: <ul style="list-style-type: none">• Lagerung von TEE Sonden in Schränken ohne Staubschutz• Schallkopfschutz (s. kl. Abb.)• Mit Kabelknickschutz	
Steckerhalter T (bitte bei Bestellung Steckerhalternummer angeben) <ul style="list-style-type: none">• T1: Philips X7, X8, GE RS, Canon PVM• T2: GE D, Canon PET, Siemens Accuson• T4: Philips S7• T5: Sonosite• TU: Universal Einsatz ABS Spritzguß	
Größe: <ul style="list-style-type: none">• B200xH600mm	
Materialien: +Rückwand Edelstahl +Kunststoffteile POM	
Gewicht: Ca. 2,5kg	